


Mehr Lebensqualität durch gesunde Füße

Nehmen Sie Fußbeschwerden nicht einfach hin. Viele körperliche Beschwerden bis hin zu Rückenschmerzen – können ihre Ursache in falscher Belastung der Füße haben. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten.

Ob krankheitsbedingte Ursachen oder im Bereich der Prophylaxe, z. B. durch beruflich bedingte Belastungen, mit **aktiped** gibt es Möglichkeiten, um Ihren Füßen wieder auf die Beine zu helfen.

Gerade sportlich aktive Menschen sollten auf eine optimale Schuheinlage nicht verzichten. Mit **aktiped** steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit und Ausdauer um damit vorzeitige Ermüdung zu verhindern.

Wir wollen, dass Sie unbeschwert gehen können.



Der digitale Scan Ihrer Füße in Verbindung mit der Diagnose und der Anamnese ermöglicht es uns, die Einlage exakt auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.



GUTSCHEIN für einen kostenlosen 3D-Scan Ihrer Füße

Einfach ausschneiden und mitbringen!
Gegen diesen Gutschein erhalten Sie einmalig einen kostenlosen Fußscan mit unserer **aktiped**-Technologie.

Lernen Sie Ihre Füße kennen

Augsburg – Kempten

DRESCHER+LUNG 

DRESCHER+LUNG

Sanitätshaus ■ care team ■ reha team

Drescher+Lung – Ihr Haus für Gesundheit und Pflege

Mit unserem umfangreichen Sortiment und unserem professionellen Service sind wir der zuverlässige und kompetente Partner für Sie.

Wir stehen Ihnen in allen Fragen der Gesundheit und des Wohlfühlens mit Rat und Tat zur Seite. Kompetente Beratung und individuelle Betreuung sind für uns selbstverständlich. In unseren modernen Werkstätten beschäftigen wir Spezialisten verschiedener Fachrichtungen, um Ihnen optimalen Service bieten zu können.

Überzeugen Sie sich selbst.



Elegante Schuhe für gesunde Füße

Drescher+Lung hat in Augsburg eine ausgewählte Bequemenschuh-Abteilung.

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Schuhen für lose Einlagen und Bequemenschuhe. Die optimale Ergänzung für Ihre **aktiped**-Einlage!

DRESCHER+LUNG GmbH & Co. KG

Stammsitz Augsburg
Klausenberg 30
86199 Göggingen
Tel. 08 21 / 90 07-34

Filiale am diako
Frölichstraße 18
86150 Augsburg
Tel. 08 21 / 45 54 98-0

Filiale Kempten
Bahnhofstraße 42
87435 Kempten
Tel. 08 31 / 5 23 06-0

Besuchen Sie uns im Internet unter www.drescher-lung.de

Wohlbefinden fängt bei den Füßen an

Bild: istockphoto.com / AnnaFosell

© rta.design GmbH


...und ich fühl mich wohl.

aktiped
Die Einlage von Drescher+Lung

Gesund zu Fuß – in jedem Alter

Gesunde Füße sind ein Thema für jede Generation – vom Kleinkind bis zum Senioren. Viele Menschen wissen oft gar nicht, dass Sie bisher auf Wohlbefinden und Bequemlichkeit verzichtet haben.

Durch langsame Veränderung des Fußes hat man sich schnell an eine falsche Belastung „gewöhnt“.



Jetzt kann's losgehen

Mit einer individuell angepassten Einlage erleben Sie ein völlig neues Laufgefühl. Beschwerde- und ermüdungsfreies Gehen steigert die Lebensqualität und verstärkt den Erholungswert.

■ **Das Herzstück** der aktiped-Technologie wie sie bei Drescher+Lung zum Einsatz kommt, ist die Spezial-Software. Sie ist das Ergebnis intensiver Forschungs- und Versuchsreihen.



Bewegung ist gesund

Damit Ihre sportlichen Aktivitäten nicht zu Lasten Ihrer Füße gehen, sollten Sie rechtzeitig vorbeugen. Jede Art von Sport stellt spezifische Anforderungen an Ihre Füße und Ihre Einlagen. Unsere Experten entwickeln Lösungen, die Sie begeistern.




Die Einlagenwerkstatt

Ausgereifte Computer-Technik und das Fingerspitzengefühl unserer erfahrenen Spezialisten garantieren höchste Perfektion.

SO FUNKTIONIERT'S

aktiped
Die Einlage von Drescher+Lung



1. Ein Scanner tastet optisch Ihre Fußsohle ab und erstellt so ein exaktes Bild, das an den Computer übertragen wird.



2. Anhand der optimierten Daten Ihrer Fußsohle fräst eine computergesteuerte Fräse Ihre Einlage millimetergenau.



3. Orthopädie-Schuh-Techniker bearbeiten und prüfen den Einlagen-Rohling.



4. Die fertige Einlage wird in Ihre Schuhe eingepasst.

...und ich fühle mich wohl.